

AFISANIT

Prodotto ossidante clorinato per il trattamento di reti idriche

FUNZIONE



IMPIANTO
SANITARIO



DISINFEZIONE + PROTEZIONE
- IMPIANTO SANITARIO



Prodotto ad uso professionale. Per ogni eventuale informazione supplementare vi diamo la relativa Scheda di Sicurezza (MSDS) del prodotto.

FUNZIONE

AFISANIT è un additivo ossidante composto da una miscela calibrata di sodio ipoclorito, polifosfati e polisilicati; tutte le materie prime impiegate per la produzione del prodotto sono di qualità conforme all'impiego nel trattamento di acque destinate al consumo umano. AFISANIT ossida le componenti organiche ed inorganiche presenti nell'acqua trattata permettendo di eliminare ioni ferro e manganese (in associazione con specifici sistemi di filtrazione) e sostanze odorigene (es: acido solfidrico).

Il mantenimento di un residuo di cloro libero nell'acqua trattata permette di igienizzare le reti idriche ove l'acqua trattata viene flussata, svolgendo una azione di igienizzazione sia a shock che in continuo. La miscela di polisilicati e polifosfati presente in AFISANIT riduce il rischio di corrosioni e previene la precipitazione dei sali di calcio in prossimità del punto di immissione del prodotto nel sistema.

MODALITA' D'USO

AFISANIT può essere dosato in continuo oppure a shock (a seconda del tipo di applicazione), mediante opportuna pompa dosatrice (se a membrana, con corpo pompa autodegasante). Verificare la compatibilità delle tenute idrauliche e dei materiali in caso di utilizzo del prodotto puro oppure diluito ad alte concentrazioni.

DOSAGGIO

I tecnici Atlas Filtri vi sapranno indicare il dosaggio corretto per la specifica applicazione e lo specifico impianto da trattare.

DATI TECNICI

Aspetto (stato fisico e colore): liquido limpido, da incolore a blu chiaro

Odore: pungente

pH (tal quale): ≈ 12

Densità @ temperatura ambiente: 1,09 – 1,13 g/cm³

ISTRUZIONI DI SICUREZZA / MANIPOLAZIONE

L'imballo o la confezione non perfettamente chiusa o lasciata aperta, con tempi di esposizione prolungati alla luce ed al calore eccessivo, comporta una perdita del titolo di cloro e di conseguenza la sua attività ed efficacia disinfettante.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua e sapone e ricorrere alle cure mediche. Se utilizzato all'interno di una stazione di dosaggio, è consigliabile un contenitore plastico di colore nero oppure opaco anti UV. Conservare negli imballi originali, in luogo fresco e ventilato. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. I contenitori vanno conferiti nominalmente vuoti e in conformità alla regolamentazione locale.

CONFEZIONAMENTO

Gli imballi disponibili sono i seguenti:

- Tanica da 25 kg (cod. NEA2500079)

Contattare il Customer Care per maggiori informazioni in merito.